




**BRASSELER**  
CANADA®

VOTRE ALLIÉ

**BRiO SHINE**™



## SYSTÈME DE POLISSAGE UNIVERSEL DES COMPOSITES À USAGE UNIQUE

- ▶ Le système s'adapte à toutes les surfaces dentaires
- ▶ Raccourcit le temps de polissage
- ▶ Réduis le nombre d'instruments dans l'aménagement des plateaux

						
N° de commande	BPTCO-1	BPTF-2	BCPCO-1	BCPF-2	FLBCO-1	FLBF-2
Dimension (1/10 mm)	040	040	060	060	100	100
Grain	Moyen	Fin	Moyen	Fin	Moyen	Fin
21 - Prise par loquet (22 mm)						
Quantité/paquet	30	30	30	30	30	30

Vitesse recommandée : 4 000 à 6 000 tr/min, Polissage final : 2 000 à 3 000 tr/min

▶ Commandez en ligne à [BrasselerCanada.com](http://BrasselerCanada.com) ou appelez le 800.363.3838.



POLISSOIR UNIVERSEL  
COMPOSITE, ÉTAPE 1

*Prépolissage des  
restaurations composites*



POLISSOIR UNIVERSEL  
ÉTAPE 2


*Polissoir universel final  
permettant de donner un  
excellent fini à toutes les  
restaurations*



**BRASSELER**  
CANADA®

VOTRE ALLIÉ

**BRiO SHINE**™



## SYSTÈME DE POLISSAGE UNIVERSEL DES CÉRAMIQUES À USAGE UNIQUE

- ▶ Le système s'adapte à toutes les surfaces dentaires
- ▶ Raccourcit le temps de polissage
- ▶ Réduis le nombre d'instruments dans l'aménagement des plateaux

						
N° de commande	BPTCER-1	BPTF-2	BCPCER-1	BCPF-2	FLBCER-1	FLBF-2
Dimension (1/10 mm)	040	040	060	060	100	100
Grain	Moyen	Fin	Moyen	Fin	Moyen	Fin
21 - Prise par loquet (22 mm)						
Quantité/paquet	30	30	30	30	30	30


Vitesse recommandée : 4 000 à 6 000 tr/min, Polissage final : 2 000 à 3 000 tr/min

▶ Commandez en ligne à [BrasselerCanada.com](http://BrasselerCanada.com) ou appelez le 800.363.3838.



POLISSOIR UNIVERSEL  
CÉRAMIQUE, ÉTAPE 1

Prépolissage de restaurations  
en zircon, disilicate de lithium  
ou porcelaine/matériaux  
céramométalliques



POLISSOIR UNIVERSEL  
ÉTAPE 2

Polissoir universel final  
permettant de donner un  
excellent fini à toutes les  
restaurations