



BRASSELER
CANADA®

VOTRE ALLIÉ

FRAISES DIAMANTÉES SPIRALE

Les nouveaux diamants premium à spirale de Brasseler sont conçus pour une réduction rapide du volume. Les canaux sans diamant créent un espace pour une élimination accrue des débris et un refroidissement à l'eau sans obstruction. Les fraises diamantées spirale à très gros grain sont disponibles dans cinq formes populaires et offrent le parfait équilibre entre efficacité de coupe et longévité.



N° de commande	TKS1	TKS2	T5856	T5856	T5379
----------------	------	------	-------	-------	-------

Dimension ($\frac{1}{16}$ mm)	012	014	016	018	023
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Longueur (mm)	7,0	8,0	8,0	9,0	5,0
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

31 - Prise par friction (19 mm)

● Très gros	T35005	T35005	T5856	T5856	T5379
-------------	--------	--------	-------	-------	-------

► Commandez en ligne à BrasselerCanada.com ou appelez le 800.363.3838.

