



BRASSELER
CANADA®

VOTRE ALLIÉ

GATEWAY^{MC} FLEX

BANDELETTES DIAMANTÉES ROBUSTES

- Ouverture Gateway non coupante pour un accès facile
- Souplesse accrue
- Un seul côté

BANDES ÉTROITES



No de commande	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Quantité/paquet
GF25EF	0.08	2.5	147	● Ultra fin	10
GF25F	0.10	2.5	147	● Fin	10
GF25	0.13	2.5	147	● Moyen	10
GF25A	–	2.5	147	Assortiment (UF, F, M)	15 (5 chacun)

BANDES LARGES



No de commande	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Quantité/paquet
GF37EF	0.08	3.75	147	● Ultra fin	10
GF37F	0.10	3.75	147	● Fin	10
GF37	0.13	3.75	147	● Moyen	10
GF37A	–	3.75	147	Assortiment (UF, F, M)	15 (5 chacun)

► Commandez en ligne à BrasselerCanada.com ou appelez le **800.363.3838**.

