



BRASSELER
USA[®] SURGICAL

LAMES DE SCIE POUR GROS OS

COMPATIBLES AVEC LES
SYSTÈMES DE SCIE SAGITTALE
ET ALTERNATIVE STRYKER[®]

- ▶ Fabriquées en acier inoxydable de qualité chirurgicale supérieure
- ▶ Processus de substitution facile et fluide



MADE IN
USA ★

Compatible avec les systèmes de scie sagittale Stryker® : 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2000 et EHD

Sagittale/oscillante BR2000™

N° de pièce Brasseler®	N° de pièce Stryker®	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur du matériau (mm)	Épaisseur de coupe (mm)
BR1-1290-35	6113-089-090	90	12,5	0,89	0,89
BR1-1290-39	6113-097-090	90	12,5	0,99	0,99
BR1-1290-47	6113-119-090	90	12,5	1,19	1,19
BR1-1290-50	6113-127-090	90	12,5	1,27	1,27
BR1-1290-54	6113-137-090	90	12,5	1,37	1,37
BR1-1360-50	6113-127-060	60	13	1,27	1,27
BR1-1370-50F	6213-127-070	70	13	1,27	1,27
BR1-1375-50	6113-127-075	75	13	1,27	1,27
BR1-1390-42	6113-107-090	90	13	1,07	1,07
BR1-1875-35	6118-089-075	75	18	0,89	0,89
BR1-1875-50	6118-127-075	75	18	1,27	1,27
BR1-1990-35	6118-089-090	90	19	0,89	0,89
BR1-1990-39	6118-097-090	90	19	0,99	0,99
BR1-1990-47	6118-119-090	90	19	1,19	1,19
BR1-19100-47	6118-119-100	100	19	1,19	1,19
BR1-1990-50	6118-127-090	90	19	1,27	1,27
BR1-19100-50	6118-127-100	100	19	1,27	1,27
BR1-19110-50	6118-127-110	110	19	1,27	1,27
BR1-1990-54	6118-137-090	90	19	1,37	1,37
BR1-19100-54	6118-137-100	100	19	1,37	1,37
BR1-2190-39F	6221-100-090	90	21	0,99	0,99
BR1-2190-47F	6221-119-090	90	21	1,19	1,19
BR1-2190-50F	6221-127-090	90	21	1,27	1,27
BR1-2190-54F	6221-137-090	90	21	1,37	1,37
BR1-2575-35	6125-089-075	75	25	0,89	0,89
BR1-2590-35	6125-089-090	90	25	0,89	0,89
BR1-2590-39	6125-097-090	90	25	0,99	0,99
BR1-2590-39F	2108-393-005	90	25	0,99	0,99
BR1-2590-47	6125-119-090	90	25	1,19	1,19
BR1-2590-47F	2108-351-002	90	25	1,19	1,19
BR1-2590-50	6125-127-090	90	25	1,27	1,27
BR1-25100-50	6125-127-100	100	25	1,27	1,27
BR1-2590-50F	2108-383-000	90	25	1,27	1,27
BR1-2590-54	6125-137-090	90	25	1,37	1,37
BR1-2590-54F	—	90	25	1,37	1,37
BR1-2590-58	6125-147-090	90	25	1,47	1,47
BR1-2590-58F	—	90	25	1,47	1,47
BR1-3165-39F	—	65	31	0,99	0,99

Sagittale (agressive)

N° de pièce Brasseler®	N° de pièce Stryker®	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur du matériau (mm)	Épaisseur de coupe (mm)
BR4111-119-090	4111-119-090	90	11	0,99	1,19
BR4111-127-090	4111-127-090	90	11	1,14	1,27
BR4111-135-090	4111-135-090	90	11	1,19	1,35
BR4111-147-075	4111-147-075	75	11	1,37	1,47
BR4118-089-075	4118-089-075	75	18	0,79	0,89
BR4118-089-090	4118-089-090	90	18	0,79	0,89
BR4118-119-090	4118-119-090	90	18	0,99	1,19
BR4118-127-075	4118-127-075	75	18	1,13	1,27
BR4118-127-090	4118-127-090	90	18	1,14	1,27
BR4118-127-100	4118-127-100	100	18	1,14	1,27
BR4118-135-090	4118-135-090	90	18	1,19	1,35
BR4118-135-105	4118-135-105	105	18	1,19	1,35
BR4118-137-090	4118-137-090	90	18	1,27	1,37
BR4125-089-075	4125-089-075	75	25	0,79	0,89
BR4125-089-090	4125-089-090	90	25	0,80	0,89
BR4125-097-090	4125-097-090	90	25	0,88	0,97
BR4125-107-090	4125-107-090	90	25	0,97	1,07
BR4125-119-090	4125-119-090	90	25	0,99	1,19
BR4125-127-090	4125-127-090	90	25	1,14	1,27
BR4125-127-100	4125-127-100	100	25	1,14	1,27
BR4125-135-090	4125-135-090	90	25	1,19	1,35
BR4125-137-090	4125-137-090	90	25	1,27	1,37
BR4125-147-090	4125-147-090	90	25	1,37	1,47
BR4135-089-064	4135-089-064	64	35	0,80	0,89

*Tous les produits ne sont pas vendus dans tous les secteurs.

Compatible avec les systèmes de scie sagittale Stryker® : 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2000 et EHD


Sagittale

N° de pièce Brasseler®	N° de pièce Stryker®	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur du matériau (mm)	Épaisseur de coupe (mm)
BR2108-100	2108-100-000	70	25	0,64	0,99
BR2108-102	2108-102-000	85	25	0,89	0,94
BR2108-103	2108-103-000	90	12,5	0,89	0,99
BR2108-105	2108-105-000	70	25	0,89	0,94
BR2108-107-1	2108-107-001	73	29	0,89	0,97
BR2108-107-4	2108-107-004	64	36	1,19	1,55
BR2108-107-4S1	2108-107-4S1	60	35	1,19	1,35
BR2108-107-9	2108-107-009	60	34,5	0,79	0,79
BR2108-109	2108-109-000	80	21	0,89	0,94
BR2108-109-000S9	2108-109-000S9	81	20	1,27	1,27
BR2108-110	2108-110-000	70	25	1,27	1,47
BR2108-111	2108-111-000	75	25	1,27	1,47
BR2108-113	2108-113-000	30	16,5	1,27	1,65
BR2108-115	2108-115-000	70	18,5	0,79	0,91
BR2108-118	2108-118-000	75	25	1,27	1,27
BR2108-120	2108-120-000	60	18,5	0,64	0,97
BR2108-120-6	2108-120-006	63	19	0,64	0,91
BR2108-125	2108-125-000	45	42	0,64	1,02
BR2108-131	2108-131-000	47,5	18	0,64	1,04
BR2108-140	2108-140-000	55	29	0,64	1,02
BR2108-145	2108-145-000	20	9	0,64	0,79
BR2108-148	2108-148-000	30	9	0,64	0,79

Sagittale

N° de pièce Brasseler®	N° de pièce Stryker®	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur du matériau (mm)	Épaisseur de coupe (mm)
BR2108-150	2108-150-000	70	12,5	0,64	0,99
BR2108-151	2108-151-000	85	25	1,19	1,19
BR2108-152	2108-152-000	80	12,5	1,19	1,19
BR2108-155	2108-155-000	70	12,5	1,27	1,45
BR2108-156	2108-156-000	75	12,5	1,27	1,45
BR2108-158	2108-158-000	80	12,5	1,27	1,27
BR2108-160	2108-160-000	70	25	0,89	1,27
BR2108-176	2108-176-000	75	25	1,47	1,47
BR2108-177	2108-177-000	85	25	1,32	1,32
BR2108-182	2108-182-000	80	18,5	1,27	1,27
BR2108-183	2108-183-000	80	29	1,27	1,27
BR2108-183-1	2108-183-001	84	29	0,97	0,97
BR2108-183-3	2108-183-003	84	29	1,32	1,32
BR2108-185	2108-185-000	100	18,5	1,27	1,27
BR2108-193	2108-193-000	80	25	1,04	1,04
BR2108-195	2108-195-000	90	48,5	0,99	0,99
BR2108-197	2108-197-000	60	48,5	0,64	0,99
BR2108-218	2108-218-000	95	25	1,27	1,27
BR2108-305	2108-305-000	73	25	0,89	0,89
BR2108-309	2108-309-000	84,5	21	0,89	0,89
BR2108-382-2	2108-382-002	89	19	1,37	1,37

*Tous les produits ne sont pas vendus dans tous les secteurs.



Compatible avec les systèmes de scie sagittale Stryker® : 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2000 et EHD

Conception dentaire ConMed® Linvatec®

N° de pièce Brasseler®	Remplacements	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur du matériau (mm)	Épaisseur de coupe (mm)
BR5072-101*	ConMed® Linvatec® 5072-101 Stryker® 2108-109-000S15	86	19,5	1,27	1,27
BR5072-181	ConMed® Linvatec® 5072-181 Stryker® 2108-109-000S11	86	19,5	1,27	1,27


*Acier à revêtement de chrome

Conception dentaire Zimmer® Biomet®

N° de pièce Brasseler®	N° de pièce Stryker®	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur du matériau (mm)	Épaisseur de coupe (mm)
KM-250R	277-096-250	60	6,3	0,64	1,04
KM-275R	277-096-275	70	12,5	0,64	0,94
KM-276R	277-096-276	71,4	12,5	0,79	0,99
KM-277R	277-096-277	70,8	12,5	0,63	1,12
KM-281R	277-096-281	70,0	12,7	1,27	1,40
KM-300R	277-096-300	77,5	6,3	0,64	1,04
KM-325R	277-096-325	77,5	11,2	0,76	1,17
KM-326R	277-096-326	77,5	11,0	1,24	1,60
KM-2279-73	—	76	12,7	0,90	0,90

Compatible avec les systèmes de scie alternative Stryker® : 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2000, EHD et OrthoPower

N° de pièce Brasseler®	N° de pièce Stryker®	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur du matériau (mm)	Épaisseur de coupe (mm)
BR11-2212	11-2212, 25-0901-27S-G1, 25-0901-27T-G1, 25-0901-27Y-F1	90	25	1,27	1,27
BR11-2214	1-2214, 13-0600-89S-F1, 13-0600-89T-F1, 13-0600-89Y-F1	60	13	0,89	0,89
BR11-2220	11-2220, 25-0901-47S-B1, 25-0901-47T-B1, 25-0901-47Y-B1	90	25	1,42	1,47
BR11-2222	11-2222, 25-0901-27S-B1, 25-0901-27T-B1, 25-0901-27Y-B1	90	25	1,22	1,27
BR11-2325	11-2325, 13-0901-27S-F1, 13-0901-27T-F1, 13-0901-27Y-F1	90	13	1,27	1,27
BR11-2608	11-2608, 13-0701-27S-L1, 13-0701-27T-L1, 13-0701-27Y-L1 Stryker® 6213-127-070	70	13	1,27	1,27



ConMed® et Linvatec® sont des marques déposées de CONMED Corporation ou de ses filiales. Biomet® est une marque déposée de Biomet, Inc. ou de ses filiales. Stryker® est une marque déposée de Stryker Corporation ou de ses filiales Zimmer® est une marque déposée de Zimmer, Inc. ou de ses filiales.


*Tous les produits ne sont pas vendus dans tous les secteurs.

LAMES DE SCIE POUR GROS OS

Brasseler USA Surgical est fier de vous proposer sa gamme de lames de scie pour gros os compatibles avec les systèmes de scie sagittale et alternative Stryker®. Notre gamme complète de lames de scie chirurgicale pour gros os de haute qualité est fabriquée aux États-Unis. En tant que fabricant, nous vendons nos produits directement, ce qui nous permet de les offrir à un prix juste et de permettre à nos clients de faire des économies substantielles.

Nos produits sont conçus et fabriqués selon des caractéristiques très strictes en utilisant uniquement l'acier inoxydable de qualité chirurgicale le plus fin et font l'objet d'une analyse technique approfondie. Ils sont ensuite soumis à des programmes d'inspection rigoureux pour garantir des résultats de performance exceptionnels.

- ▶ **Propose de plus de 100 lames pour gros os différentes**
- ▶ **Coupe agressive, coupe losange, décalage des dents, lames évasées et spéciales**
- ▶ **Compatible avec plusieurs systèmes électriques Stryker**



GÉRER LES COÛTS TOUT EN PRÉSERVANT LA QUALITÉ

- ✓ Compatible avec les principaux systèmes électriques FEO
- ✓ Processus de substitution facile et fluide
- ✓ Plus de 35 ans d'expérience en ventes et en fabrication
- ✓ Système de référencement croisé étendu par FEO



Consultez notre site Web à l'adresse BrasselerSurgical.com
Pour commander, composez le 912.925.8525, poste 7060 ou
envoyez un courriel à l'adresse CustomerService@BUSAMedical.com

