



BRASSELER
USA® SURGICAL

FRAISES TÉLESCOPIQUES

Plus de façons d'économiser! Voici la gamme complète de fraises télescopiques à haute vitesse de Brasseler USA Surgical.

- ▶ Compatible avec les embouts Elite du portefeuille Signature de Stryker®
- ▶ Fabriquée aux États-Unis à partir d'acier et de carbure pour outils de haute qualité
- ▶ Tige télescopique avec jusqu'à 5 niveaux d'exposition ajustables
- ▶ Avec plusieurs types de tête : Tête à bout arrondi cannelé, Neuro Match, coupe transversale et losange

Notre processus de substitution simple et transparent facilite la réduction de vos coûts. Étant donné que les produits Brasseler offrent une performance et une fiabilité exceptionnelles, vous pouvez faire le changement en toute confiance.

MADE IN
USA ★

*Passez
à Brasseler
et faites des
économies!**



Fraises télescopiques Brasseler USA®

Compatible avec les embouts Elite du portefeuille Signature de Stryker®

Disponibles dans une
variété de styles et de
tailles de tête

Des repères d'exposition
transparents facilitent
l'ajustement de la longueur



Comparer au n° de pièce Stryker®	N° de pièce Brasseler®	Description	Diamètre de la tête (mm)	Longueur de la tête (mm)
5820-010-120	BR5820-010-120	Fraise arrondie cannelée - moins agressive	2,0	2,0
5820-010-130	BR5820-010-130	Fraise arrondie cannelée - moins agressive	3,0	3,0
5820-010-140	BR5820-010-140	Fraise arrondie cannelée - moins agressive	4,0	4,0
5820-010-150	BR5820-010-150	Fraise arrondie cannelée - moins agressive	5,0	5,0
5820-010-160	BR5820-010-160	Fraise arrondie cannelée - moins agressive	6,0	6,0
5820-010-170	BR5820-010-170	Fraise arrondie cannelée - moins agressive	7,0	7,0
5820-010-230	BR5820-010-230	Fraise arrondie cannelée - agressive	3,0	3,0
5820-010-240	BR5820-010-240	Fraise arrondie cannelée - agressive	4,0	4,0
5820-010-250	BR5820-010-250	Fraise arrondie cannelée - agressive	5,0	5,0
5820-107-020	BR5820-107-020	Foret à tête Neuro Match	2,0	3,3
5820-107-025	BR5820-107-025	Foret à tête Neuro Match	2,5	3,7
5820-107-030	BR5820-107-030	Foret à tête Neuro Match	3,0	3,8
5820-107-040	BR5820-107-040	Foret à tête Neuro Match	4,0	5,1
5820-107-430	BR5820-107-430	Foret à tête Neuro Match - moins agressive	3,0	3,8
5820-107-430S1	BR5820-107-430S1	Foret à tête Neuro Match - spéciale	3,0	3,8
5820-107-530	BR5820-107-530	Foret à tête Neuro Match - exacte	3,0	3,8
5820-107-530C	BR5820-107-530C	Foret à tête Neuro Match - carbure	3,0	3,8
5820-010-640	BR5820-010-640	Fraise arrondie coupe transversale	4,0	4,0
5820-010-650	BR5820-010-650	Fraise arrondie coupe transversale	5,0	5,0
5820-010-660	BR5820-010-660	Fraise arrondie coupe transversale	6,0	6,0
5820-012-020	BR5820-012-020	Fraise arrondie losange	2,0	2,0
5820-012-030	BR5820-012-030	Fraise arrondie losange	3,0	3,0
5820-012-040	BR5820-012-040	Fraise arrondie losange	4,0	4,0
5820-012-050	BR5820-012-050	Fraise arrondie losange	5,0	5,0
5820-012-060	BR5820-012-060	Fraise arrondie losange	6,0	6,0
5820-013-030	BR5820-013-030	Fraise arrondie losange - grossier	3,0	3,0
5820-013-040	BR5820-013-040	Fraise arrondie losange - grossier	4,0	4,0

Fabriquée en acier
ou en carbure
pour outil durable

Tige télescopique avec
jusqu'à cinq niveaux
d'exposition ajustables

0mm

Comparer au n° de pièce Stryker®	N° de pièce Brasseler®	Description	Diamètre de la tête (mm)	Longueur de la tête (mm)
5820-013-050	BR5820-013-050	Fraise arrondie losange - grossier	5,0	5,0
5820-013-140	BR5820-013-140	Fraise arrondie losange - très grossier	4,0	4,0
5820-013-150	BR5820-013-150	Fraise arrondie losange - très grossier	5,0	5,0
5820-012-310	BR5820-012-310	Fraise arrondie conique losange	1,0	1,0
5820-012-315	BR5820-012-315	Fraise arrondie conique losange	1,5	1,5
5820-012-320	BR5820-012-320	Fraise arrondie conique losange	2,0	2,0
5820-107-130	BR5820-107-130	Foret Neuro losange	3,0	3,8
5820-066-216	BR5820-066-216	Fraise de fissure pour coupe transversale - carbure de tungstène	1,6	6,2
5820-080-021	BR5820-080-021	Râpe hélicoïdale	2,1	19,6
5820-066-012	BR5820-066-012	Fraise de fissure pour coupe transversale	1,2	4,4
5820-066-016	BR5820-066-016	Fraise de fissure pour coupe transversale	1,6	4,7
5820-066-021	BR5820-066-021	Fraise de fissure pour coupe transversale	2,1	2,1
5820-015-040	BR5820-015-040	Fraise œuf	4,0	9,9
5820-015-050	BR5820-015-050	Fraise œuf	5,0	9,9
5820-070-011	BR5820-070-011	Guide droit	1,1	6,0
5820-103-010	BR5820-103-010	Foret passe-fil	1,0	6,7
5820-103-015	BR5820-103-015	Foret passe-fil	1,5	6,7
5820-103-020	BR5820-103-020	Foret passe-fil	2,0	6,7
5820-012-020D	BR5820-012-020D	Fraise arrondie losange - grain moyen	2,0	2,0
5820-012-030D	BR5820-012-030D	Fraise arrondie losange - grain moyen	3,0	3,0
5820-012-040D	BR5820-012-040D	Fraise arrondie losange - grain moyen	4,0	4,0
5820-012-050D	BR5820-012-050D	Fraise arrondie losange - grain moyen	5,0	5,0
5820-110-020C	BR5820-110-020C	Fraise arrondie cannelée en carbure	2,0	2,0
5820-110-030C	BR5820-110-030C	Fraise arrondie cannelée en carbure	3,0	3,0
5820-110-040C	BR5820-110-040C	Fraise arrondie cannelée en carbure	4,0	4,0

*Tous les produits ne sont pas vendus dans tous les secteurs.

GÉRER LES COÛTS TOUT EN PRÉSERVANT LA QUALITÉ

- ✓ Compatible avec les principaux systèmes électriques FEO
- ✓ Processus de substitution facile et fluide
- ✓ Plus de 35 ans d'expérience en ventes et en fabrication
- ✓ Système de référencement croisé étendu par FEO

Consultez notre site Web à l'adresse BrasselerSurgical.com
Pour commander, composez le 912.925.8525, poste 7060 ou
envoyez un courriel à l'adresse CustomerService@BUSAMedical.com

