




BRASSELER
CANADA®

VOTRE ALLIÉ

BRIOSHINE^{MC}
FEATHER LITE^{MC}

SYSTÈME DE POLISSAGE UNIVERSEL DES COMPOSITES À USAGE UNIQUE

- ▶ S'adapte à la plupart des surfaces dentaires
- ▶ Raccourcit le temps de polissage
- ▶ Réduit le nombre d'instruments dans l'aménagement des plateaux
- ▶ On recommande de les utiliser à basse vitesse (4 000 à 6 000 tr/min) et faible débit d'eau



*POLISSOIR UNIVERSEL
COMPOSITE, ÉTAPE 1*

*Prépolissage des
restaurations composites*



*POLISSOIR UNIVERSEL
ÉTAPE 2*

*Polissoir universel final
permettant de donner un
excellent fini à toutes les
restaurations*



N° de commande	FLBCO-1	FLBF-2
Dimension (1/10 mm)	100	100
21 - Prise par loquet (22 mm)		
Quantité/paquet	30	30

▶ Pour commander : **800.363.3838**.





BRASSELER
CANADA®

VOTRE ALLIÉ

BRIOSHINE^{MC}
FEATHER LITE^{MC}

SYSTÈME DE POLISSAGE UNIVERSEL DES CÉRAMIQUES À USAGE UNIQUE

- ▶ S'adapte à la plupart des surfaces dentaires
- ▶ Raccourcit le temps de polissage
- ▶ Réduit le nombre d'instruments dans l'aménagement des plateaux
- ▶ On recommande de les utiliser à basse vitesse (4 000 à 6 000 tr/min) et faible débit d'eau



*POLISSOIR UNIVERSEL
CÉRAMIQUE, ÉTAPE 1*

*Prépolissage de restaurations
en zircone, disilicate de lithium
ou porcelaine/matériaux
céramométalliques*



*POLISSOIR UNIVERSEL
ÉTAPE 2*

*Polissoir universel final
permettant de donner un
excellent fini à toutes les
restaurations*



N° de commande	FLBCER-1	FLBF-2
Dimension (1/10 mm)	100	100
21 - Prise par loquet (22 mm)		
Quantité/paquet	30	30

▶ Pour commander : **800.363.3838**.

