




BRASSELER
CANADA®




GUIDE DES SOLUTIONS OPÉRATOIRES

Découvrez la différence...

Offrant la gamme la plus complète de fraises au carbure de l'industrie dentaire, les fraises opératoires au carbure de Brasseler Canada sont offertes dans un large éventail de formes, de configurations de lames et de tiges. Fabriquées avec des matériaux et une conception de première qualité, les fraises au carbure de Brasseler Canada vous assurent une performance optimale, un rendement uniforme et une satisfaction garantie. Les fraises offertes par Brasseler Canada comprennent les nouvelles fraises au carbure de la C-Series, les fraises au carbure à Series Peter Brasseler^{MC} pour procédures opératoires, les fraises au carbure SabreCut^{MC}, les fraises pour découper les alliages métalliques pour l'enlèvement des restaurations, et les fraises au carbure ultra-tranchantes pour les applications endodontiques et chirurgicales.

SERIES PETER BRASSELER^{MC}

La géométrie de coupe unique offre une coupe plus douce et un contrôle accru




Les tiges en acier inoxydable offrent un meilleur contrôle tactile

NOUVEAU!

C-SERIES

Géométrie de coupe améliorée, pour une coupe plus dynamique et plus rapide



Offertes seulement pour les taille inférieure à 1,6 mm

Composées d'une seule pièce en carbure, plus solide et durable

Fraises pour coupe métallique de qualité supérieure

Géométrie de coupe spécialement conçue pour découper les métaux précieux et non précieux



SABRECUT[®]

Multifonctionnelles : Préparation des cavités, enlèvement des alliages (amalgames) et accès endodontiques




Fraises ultra-tranchantes

La géométrie de coupe modifiée à lame transversale permet de découper rapidement



NOUVEAU! Instruments au carbure de la C-Series

- Composés d'une seule pièce spécialement conçue pour accroître la durabilité des pointes plus petites, de sorte qu'elles ne se brisent presque jamais!
- La géométrie de coupe améliorée, dans les formes sélectionnées, offre une coupe plus dynamique et plus rapide



No de commande	1/4C	1/2C	2C	4C	35C	330C	245C	556C	557C	169LC
Dimension (1/10 mm)	005	006	010	014	010	008	008	009	010	009
Longueur (mm)	-	-	-	-	0.9	2.0	2.8	3.3	3.9	5.0
Serrage à friction										
31 - FG (19 mm)	FG*	FG*	FG*	FG*	FG*	FG*	FG*	FG*	FG*	FG*


Instruments au carbure Series Peter Brasseler^{MC}

- Le plus grand choix de format d'emballages, de styles de tiges et de formes coordonnés, y compris pour les interventions chirurgicales
- Composés de deux pièces et d'une soudure en argent de première qualité, et munis de tiges en acier inoxydable
- Une coupe plus douce offrant un contrôle accru

Rond

- Excavation de la carie
- Préparation de la cavité
- Accès au canal radiculaire
- Chirurgie des tissus osseux

H1




No de commande	1/16	1/8	1/4	1/2	-	1	-	2	3	4	5	6	7	8	10
Dimension (1/10 mm)	003	004	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027
Longueur (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrage à friction															
31 - FG (19 mm)	FG	FG	FG*	FG*	-	FG*	FG	FG*	FG	FG*	FG	FG*	FG	FG*	FG
33 - FG/SS (16 mm)	-	-	FG 33	FG 33*	-	FG 33	-	FG 33	-	FG 33	-	FG 33	-	FG 33	-
36 - FG/Surg (25 mm)	-	-	FG 36	FG 36	-	FG 36*	-	FG 36*	FG 36	FG 36*	FG 36	FG 36*	-	FG 36*	FG 36
30 - FG/Surg (30 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FG 30	-	FG 30	-	FG 30	-
Angle droit à loquet															
21 - RA (22 mm)	-	-	RA	RA	-	RA	-	RA*	RA	RA*	RA	RA*	-	RA*	RA
24 - RA/Surg (26 mm)	-	-	-	RA 24	-	RA 24	-	RA 24*	RA 24	RA 24	RA 24	RA 24	-	RA 24*	-
20 - RA/Surg (30 mm)	-	-	-	-	-	-	-	RA 20	-	RA 20	-	RA 20	-	-	-
25 - RA/Surg (34 mm)	-	-	-	RA 25	-	RA 25	-	RA 25	-	RA 25	-	RA 25	-	RA 25	-
Pièce à main droite															
11 - HP (44,5 mm)	-	-	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP

*Disponible en paquet clinique (100/Pqt)

Cône inversé

- Les coins de lame légèrement arrondie réduit l'écaillage et procure une coupe plus douce et de meilleure qualité
- Pour découper l'intérieur des boîtes afin de préparer une cavité à plancher plat
- Pour créer un ancrage occlusale dans le cadre de la préparation des cavités

H2



No de commande	33 1/2	34	35	36	37	38	39
Dimension (1/10 mm)	006	008	010	012	014	016	018
Longueur (mm)	0.5	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7
Serrage à friction							
31 - FG (19 mm)	FG*	FG*	FG*	FG*	FG*	FG	FG
33 - FG/SS (16 mm)	FG 33	FG 33	FG 33	FG 33	FG 33	-	-
36 - FG/Surg (25 mm)	FG 36	FG 36	FG 36	-	-	-	-
Angle droit à loquet							
21 - RA (22 mm)	RA	RA	RA	RA	RA	-	RA
Pièce à main droite							
11 - HP (44,5 mm)	HP	HP	HP	-	HP	HP	HP

Cône inversé longue

H25



No de commande	36L	37L
Dimension (1/10 mm)	012	014
Longueur (mm)	4.2	4.4
Serrage à friction		
31 - FG (19 mm)	FG	FG

Roue

H3



No de commande	14
Dimension (1/10 mm)	012
Longueur (mm)	-
Serrage à friction	
31 - FG (19 mm)	FG

Poire

- Pour découper l'intérieur des boîtes et produire des angles intérieurs ronds

H7



No de commande	329	330	-	331	332	333
Dimension (1/10 mm)	006	008	009	010	012	014
Longueur (mm)	1.2	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8
Serrage à friction						
31 - FG (19 mm)	FG	FG*	FG	FG	FG*	FG
32 - FG MINI (14.5 mm)	-	FG 32	-	-	-	-
33 - FG/SS (16 mm)	FG 33	FG 33*	-	FG 33*	FG 33	-
Angle droit à loquet						
21 - RA (22 mm)	-	RA	-	-	-	-
Pièce à main droite						
11 - HP (44,5 mm)	-	HP	-	-	-	-

H24




No de commande	329MWV	330MWV	330RGS
Dimension (1/10 mm)	006	008	006
Longueur (mm)	2.0	2.0	2.0
Serrage à friction			
31 - FG (19 mm)	FG*	FG*	FG*

*Disponible en paquet clinique (100/Pqt)

Poire


H245



No de commande	244	245	-
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	007	008	014
Longueur (mm)	2.8	2.8	2.8
Serrage à friction			
31 - FG (19 mm)	FG	FG*	FG
33 - FG/SS (16 mm)	-	FG 33	-

Poire longue

H7L



No de commande	331L	332L	333L
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	010	012	014
Longueur (mm)	3.8	4.2	4.4
Serrage à friction			
31 - FG (19 mm)	FG	FG	FG

Fissure à bout plat

- Produit une préparation avec des parois parallèles ou peu divergentes et un plancher plat
- Pour accéder à la dentine cariée
- Pour établir la forme de la préparation
- Pour créer des ancrages de rétention

H21



No de commande	55	56	57	58	59	61
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	008	009	010	012	014	018
Longueur (mm)	3.4	4.2	4.2	4.2	4.4	4.6
Serrage à friction						
31 - FG (19 mm)	FG	FG*	FG*	FG*	FG	-
33 - FG/SS (16 mm)	-	FG 33	FG 33*	-	-	-
36 - FG/Surg (25 mm)	-	FG 36	FG 36	FG 36	-	-
Pièce à main droite						
11 - HP (44,5 mm)	-	-	-	-	-	HP


H30005



No de commande	256
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	009
Longueur (mm)	4.2
Serrage à friction	
31 - FG (19 mm)	FG

Fissure double à bout plat

H31



No de commande	555	556	557	558	559	560	561
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	008	009	010	012	014	016	018
Longueur (mm)	3.4	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.7
Serrage à friction							
31 - FG (19 mm)	FG	FG*	FG*	FG*	FG	FG	FG
32 - FG MINI (14.5 mm)	-	-	FG 32	-	-	-	-
33 - FG/SS (16 mm)	-	FG 33*	FG 33*	FG 33	-	-	-
36 - FG/Surg (25 mm)	-	FG 36	FG 36	FG 36	FG 36	FG 36	-
Angle droit à loquet							
21 - RA (22 mm)	-	-	RA	-	-	-	-
Pièce à main droite							
11 - HP (44,5 mm)	-	HP	HP	HP	-	HP	HP

*Disponible en paquet clinique (100/Pqt)

Fissure à bout plat longue

H21L



No de commande	55L	56L	57L	58L
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	008	009	010	012
Longueur (mm)	4.2	5.2	6.0	6.0
Serrage à friction				
31 - FG (19 mm)	FG	FG	FG	FG

Fissure double à bout plat longue

H31L




No de commande	557L	558L
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	010	012
Longueur (mm)	6.0	6.0
Serrage à friction		
31 - FG (19 mm)	FG	FG

Fissure à bout rond


- Produit une préparation avec des parois droites, parallèles ou peu divergentes et des angles intérieurs ronds
- Pour accéder à la dentine cariée
- Pour établir la forme de la préparation
- Pour créer des ancrages de rétention

H21R



No de commande	1157	1158	1159
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	010	012	014
Longueur (mm)	4.2	4.2	4.2
Serrage à friction			
31 - FG (19 mm)	FG*	FG	FG
36 - FG/Surg (25 mm)	-	FG 36	-

H021RS



No de commande	1556	1557	1558
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	009	010	012
Longueur (mm)	4.2	4.2	4.2
Serrage à friction			
31 - FG (19 mm)	FG*	FG	FG
36 - FG/Surg (25 mm)	-	-	FG 36

Fissure à bout rond longue

H21LR



No de commande	1157L
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	010
Longueur (mm)	6.0
Serrage à friction	
31 - FG (19 mm)	FG

Fissure double à bout rond

H031RS



No de commande	1556	1557	1558
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	009	010	012
Longueur (mm)	4.2	4.2	4.2
Serrage à friction			
31 - FG (19 mm)	FG*	FG*	FG
33 - FG/SS (16 mm)	-	FG 33	-
36 - FG/Surg (25 mm)	-	FG 36	FG 36
Pièce à main droite			
11 - HP (44,5 mm)	-	HP	HP

Fissure double à bout rond longue

H31LR



No de commande	1557L
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	010
Longueur (mm)	6.0
Serrage à friction	
31 - FG (19 mm)	FG

*Disponible en paquet clinique (100/Pqt)

Fissure à bout plat

- Produit une préparation avec des parois coniques divergentes et un plancher plat
- Préparation des incrustations et des incrustations avec recouvrement
- Pour couper à travers la dent et couper l'os

H23



No de commande	168	169	170	171	172	173
Dimension ($1/10$ mm)	008	009	010	012	016	021
Longueur (mm)	3.4	4.2	4.2	4.2	4.4	4.8
Serrage à friction						
31 - FG (19 mm)	FG	FG*	FG	FG	FG	FG
33 - FG/SS (16 mm)	-	FG 33	FG 33	-	-	-
36 - FG/Surg (25 mm)	-	-	FG 36	FG 36	FG 36	-
Angle droit à loquet						
21 - RA (22 mm)	-	RA	-	-	-	-
Pièce à main droite						
11 - HP (44,5 mm)	-	HP	HP	-	-	-

H26M



No de commande	271MWW
Dimension ($1/10$ mm)	012
Longueur (mm)	3.0
Serrage à friction	
31 - FG (19 mm)	FG*

Fissure à bout plat longue

H23L



No de commande	169L	170L	171L	172L
Dimension ($1/10$ mm)	009	010	012	016
Longueur (mm)	5.2	6.0	6.0	6.0
Serrage à friction				
31 - FG (19 mm)	FG*	FG*	FG	FG
33 - FG/SS (16 mm)	FG 33*	-	-	-
36 - FG/Surg (25 mm)	FG 36	FG 36	-	-
Pièce à main droite				
11 - HP (44,5 mm)	HP	-	-	-

Fissure double conique à bout plat

H33



No de commande	699	700	701	702	703
Dimension ($1/10$ mm)	009	010	012	016	021
Longueur (mm)	4.2	4.2	4.2	4.4	4.8
Serrage à friction					
31 - FG (19 mm)	FG*	FG*	FG*	FG	FG
33 - FG/SS (16 mm)	FG 33	FG 33*	FG 33	-	-
36 - FG/Surg (25 mm)	-	FG 36	FG 36	FG 36	FG 36
Angle droit à loquet					
21 - RA (22 mm)	-	RA	RA	RA	-
24 - RA/Surg (26 mm)	-	-	RA 24	RA 24	-
25 - RA/Surg (34 mm)	-	-	-	-	RA 25
Pièce à main droite					
11 - HP (44,5 mm)	HP	HP	HP	HP*	HP*

Fissure double conique à bout plat longue

H33L



No de commande	699L	700L	700XL	701L	702L	703L
Dimension ($1/10$ mm)	009	010	010	012	016	021
Longueur (mm)	5.2	6.0	6.0	6.0	6.0	7.5
Serrage à friction						
31 - FG (19 mm)	FG*	FG	-	FG	FG	FG
30 - FG/Surg (30 mm)	-	-	-	FG 30	-	-
36 - FG/Surg (25 mm)	-	-	FG 36	FG 36	FG 36	-
Pièce à main droite						
11 - HP (44,5 mm)	HP	-	-	HP	HP	HP

H254




No de commande	700XXL
Dimension ($1/10$ mm)	010
Longueur (mm)	6.0
Serrage à friction	
31 - FG (19 mm)	FG

*Disponible en paquet clinique (100/Pqt)

Fissure à conicité arrondie

- Produit une préparation avec des parois coniques divergentes et des angles intérieurs ronds
- Pour couper à travers la dent et l'os
- Pour façonner rapidement la forme initiale du matériau de restauration


H23R



No de commande	1170	1171	1172
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	010	012	016
Longueur (mm)	4.2	4.2	4.4
Serrage à friction			
31 - FG (19 mm)	FG*	FG*	FG
36 - FG/Surg (25 mm)	-	FG 36	-
Angle droit à loquet			
21 - RA (22 mm)	-	RA	RA
Pièce à main droite			
11 - HP (44,5 mm)	HP	-	-

Fissure à conicité arrondie longue

H23LR



No de commande	1169L	1170L	1171L
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	009	010	012
Longueur (mm)	5.2	6.0	6.0
Serrage à friction			
31 - FG (19 mm)	FG*	FG*	FG*

Fissure double à conicité arrondie

H33R



No de commande	1700	1701	1702	1703
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	010	012	016	021
Longueur (mm)	4.2	4.2	4.4	4.4
Serrage à friction				
31 - FG (19 mm)	-	FG	FG	-
36 - FG/Surg (25 mm)	-	FG 36	FG 36	FG 36
30 - FG/Surg (30 mm)	-	-	FG 30	-
Pièce à main droite				
11 - HP (44,5 mm)	HP	HP	HP	HP

Fin de coupe bout coupant

H207



No de commande	956	957	958	959
Dimension ($\frac{1}{10}$ mm)	008	010	012	014
Longueur (mm)	-	-	-	-
Serrage à friction				
31 - FG (19 mm)	FG	FG	FG	FG
36 - FG/Surg (25 mm)	-	-	FG 36	-

SERRAGE À FRICTION

30 - FG/Surg	27-34 mm	1,60 mm
31 - FG	19 mm	1,60 mm
32 - FG MINI™	14,5 mm	1,60 mm
33 - FG/SS	16 mm	1,60 mm
36 - FG/Surg	25 mm	1,60 mm

ANGLE DROIT À LOQUET

20 - RA/Surg	30 mm	2,35 mm
21 - RA	22 mm	2,35 mm
24 - RA/Surg	26 mm	2,35 mm
25 - RA/Surg	34 mm	2,35 mm

PIÈCE À MAIN DROITE

11 - HP	44,5 mm	2,35 mm
---------	---------	---------

*Disponible en paquet clinique (100/Pqt)

Fraises au carbure ultra-tranchantes Series Peter Brasseler^{MC}

- La géométrie de coupe modifiée à lame transversale permet de découper rapidement
- Idéales pour la chirurgie osseuse, l'accès au canal radiculaire et l'enlèvement rapide des caries
- Composées de deux pièces



No de commande	2S	4S	6S	8S	H75	332S	57S	557S	701S	702S	703S	1169S	1702S	1703S
Dimension (¹ / ₁₀ mm)	010	014	018	023	009	012	010	010	012	016	021	009	016	021
Longueur (mm)	-	-	-	-	1.7	1.8	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.8
Serrage à friction														
31 - FG (19 mm)	FG	FG	FG	FG	FG	FG	FG	FG	FG	-	-	FG	-	-
33 - FG/SS (16 mm)	-	-	-	-	-	-	FG 33	FG 33	-	-	-	-	-	-
36 - FG/Surg (25mm)	FG 36	FG 36	FG 36	FG 36	-	-	-	-	-	FG 36	-	-	FG 36	FG 36
Pièce à main droite														
11 - HP (44,5 mm)	HP	HP	HP	HP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fraises au carbure pour coupe métallique

- Spécialement conçues pour découper les métaux et alliages précieux et non précieux
- Idéales pour l'enlèvement des couronnes et ponts
- Composées d'une seule pièce



No de commande	1930	1931	1932	1957	1958	H34	H34	H34L	H32
Dimension (¹ / ₁₀ mm)	009	010	012	010	012	010	012	012	012
Longueur (mm)	2.2	2.6	3.0	4.2	4.2	2.0	2.0	3.5	4.2
Serrage à friction									
31 - FG (19 mm)	FG	FG	FG	FG	FG*	FG	FG	FG	FG

Fraises au carbure pour une coupe dynamique SabreCut^{MC}

- Multifonctionnelles : Préparation des cavités, enlèvement des alliages (amalgames) et accès pour traitements endodontiques
- La géométrie de coupe unique produit moins de vibration
- Composées d'une seule pièce



No de commande	330SC	331SC	245SC	557SC	1557SC	1558SC
Dimension (¹ / ₁₀ mm)	008	010	008	010	010	012
Longueur (mm)	2.0	2.0	2.8	3.8	3.9	4.1
Serrage à friction						
31 - FG (19 mm)	FG*	FG*	FG*	FG*	FG*	FG*
36 - FG/Surg (25 mm)	FG 36	FG 36	FG 36	FG 36	FG 36	FG 36

Midwest^{MC} et Beaver Bur^{MC} sont des marques déposées de DENTSPLY International, Inc.
SS White^{MC} et Great White^{MC} sont des marques déposées de SS White Burs, Inc.


*Disponible en paquet clinique (100/Pqt)



FRAISES DIAMANTÉES



FRAISES AU CARBURE



POLISSOIRS



SYSTÈMES DE PROCÉDURE



BIOCÉRAMIQUES



Depuis 1976, nous nous consacrons exclusivement à la mise au point de produits et à la présentation de services qui soutiennent les procédures fondamentales des cabinets dentaires. Aujourd'hui, Brasseler est le chef de file des instruments dentaires en Amérique du Nord et offre la gamme d'instruments de dentisterie et de chirurgie la plus exhaustive qui soit, vendue sous une seule marque.



PIÈCES À MAIN




MATÉRIEL D'ENDODONTIE



PETITS ÉQUIPEMENTS



INSTRUMENTS D'HYGIÈNE



INSTRUMENTS À MAIN



FOURNITURES CHIRURGICALES



FORNITURES DE LABORATOIRE



Consultez notre site web BrasselerCanada.com
Téléphone : 800.363.3838 · Télécopieur : 866.330.4454

