




BRIO440^{MC}

Performances et rapport qualité-prix...

La pièce à main Brio440 de Brasseler offre une alternative puissante et économique parmi les pièces à main de haute vitesse. Disposant de roulements à billes en céramique, d'un mandrin à bouton-poussoir, d'un jet d'eau à 4 orifices et d'une connexion rapide pivotante. La Brio440 offre une performance et une valeur unique au sein des pièces à main à haute vitesse.



Tête compacte



Brio440L avec fibre optique

No de commande : 5026058U0

Pour raccord Brasseler

Couple de puissance : 20 watts

Garantie d'un an



Brio440 sans fibre optique

No de commande : 5026059U0

Pour raccord Brasseler

Couple de puissance : 20 watts

Garantie d'un an



Brio440KL avec fibre optique

No de commande : 5026479U0

Pour raccord KaVo^{MD} MULTiflex^{MD}

Couple de puissance : 20 watts

Garantie d'un an



Brio440F sans fibre optique

No de commande : 5026480U0

Raccord à 4 trous

Couple de puissance : 20 watts

Garantie d'un an