



**BRASSELER**  
CANADA®

LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE  
DE PROCHAINE GÉNÉRATION  
DE BRASSELER




**FORZA ELXT**



**FORZA**

**SHORT  
SERIES**



VOTRE ALLIÉ

# FORZA ELXT

Voici le moteur électrique de prochaine génération de Brasseler, le Forza ELXT, un moteur électrique d'une puissance inégalée offrant des performances exceptionnelles et des fonctions de sécurité de pointe. Le moteur Forza ELXT établit la norme pour les moteurs électriques.



- ▶ Avec un couple incroyable de 4.2 Ncm, c'est le micromoteur le plus puissant qui soit! Sa puissance est supérieure de 30% à la moyenne de l'industrie!
- ▶ La fonction évoluée de vérification de sécurité réduit le risque de brûlure du patient
- ▶ L'installation s'effectue sans tracas et à faible coût grâce à sa conception novatrice à modules séparés qui économise l'espace
- ▶ Le moteur léger et compact procure une combinaison optimale d'équilibre et de confort

## Forza<sup>MC</sup> ELXT

- Fibre optique DEL
- Couple de 4.2 Ncm
- Plage de vitesses : 100 à 40 000 tr/min
- Poids de moteur : 59 grams
- Garantie de trois ans

## COMPARAISON DE MOTEURS



L'ensemble comprend :

- Module de commande
- Boîtier de PC
- Micromoteur avec cordon
- Support de fixation du boîtier de PC
- Cordon d'alimentation
- Adaptateur CA (120 V)





# SHORT SERIES

La nouvelle série d'accessoires courts de Brasseler («Short Series») constitue une véritable révolution, car elle ouvre la voie à la prochaine génération de pièces à main électriques. Avec leur tête et leur col ultra miniaturisés, ainsi que leur système d'engrenages de pointe, les accessoires courts Forza changeront votre perception des appareils électriques pour toujours!

- ▶ La plus petite tête de sa catégorie avec un diamètre de seulement 8,9 mm!
- ▶ Pesant SEULEMENT 53 g, c'est l'accessoire le plus léger qui soit!
- ▶ Raccourci pour un équilibre optimal
- ▶ Engrenages spéciaux au carbone sous forme de diamant amorphe pour des performances supérieures et une durabilité accrue
- ▶ Garantie de trois ans, la meilleure de l'industrie

## Forza<sup>MC</sup> M5

- Surmultiplication de 1 : 5
- Corps léger en titane
- Fibre optique
- Plage de vitesses : 10 000 à 200 000 tr/min
- Pour les fraises à serrage à friction



## Forza<sup>MC</sup> M1

- Rapport d'engrenage de 1 : 1
- Corps léger en titane
- Fibre optique
- Plage de vitesses : 2 000 à 40 000 tr/min
- Pour les fraises à loquet



LONGUEUR RÉDUITE




85 mm

Forza<sup>MC</sup> M5

TÊTE ET COL PLUS PETITS



Dimensions moyennes d'un accessoire électrique



96 mm

## COMPARAISON D'ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Nom du produit	Poids (g)	Longueur (mm)	Matériau du corps	Hauteur de la tête (mm)	Diamètre de la tête (mm)	Garantie (Ans)
<b>Forza M5</b>	<b>53</b>	<b>84</b>	<b>Titane</b>	<b>13.4</b>	<b>8.9</b>	<b>3</b>
Concurrent A	73	96	Acier inoxydable	13.5	10.3	2
Concurrent B	90	95	Acier inoxydable	15.5	9.8	2

## COMPARAISON DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Nom du produit	Poids du micromoteur (g)	Poids du micromoteur plus l'accessoire (g)	Matériau du corps	Couple de puissance (Ncm)	Fonction de sécurité	Garantie (Ans)
<b>Forza ELXT</b>	<b>59</b>	<b>112</b>	<b>Titane</b>	<b>4.2</b>	<b>Oui</b>	<b>3</b>
Concurrent A	90	180	Acier inoxydable	3.5	Non	3
Concurrent B	69	134	Acier inoxydable	3.0	Non	3

## ACCESSOIRES/COMPOSANTS FORZA<sup>MC</sup> ELXT

ELXT Micromoteur seul*	5027637U0	
ELXT-U Module de commande seul*	5027634U0	
ELXT-CD Cordon de moteur - 1.8m*	5027636U0	
ELXT-CDL Cordon de moteur - 2.2m (optionnel)	5027635U0	
Cordon de moteur continental (optionnel)	5027677U0	

Support de fixation pour boîtier de PC*	5026848U0	
Support de fixation pour tablette tactile (optionnel)	5026847U0	
Plaque de fixation pour tablette tactile (optionnelle)	5026849U0	
Adaptateur CA (120V)*	5010627U0	
Cordon d'alimentation*	5010787U0	

\*Compris avec l'ensemble complet

► Commandez en ligne à [BrasselerCanada.com](http://BrasselerCanada.com)  
ou appelez le **800.363.3838**.



**BRASSELER**  
CANADA® VOTRE ALLIÉ