

# :BRI0450

Présentation de la série Brio450! Ces pièces à main chirurgicales à haute vitesse offrent une puissance de pointe, une évacuation arrière pour assurer une sécurité, une performance accrue ainsi qu'une conception réduite de la tête et du col pour un accès et une visibilité supérieurs.

- ► COUPLE DE PUISSANCE : 21 WATTS
- ▶ DISPONIBLE POUR BRASSELER / NSK<sup>MD</sup>, KAVO<sup>MD</sup> ET CONNEXIONS FIXES
- **▶** OPTIQUE ET NON OPTIQUE
- ► GARANTIE D'UN AN

Hauteur de tête : 12.3mm Diamètre de la tête : 10.5mm Vitesse maximale : 440,000 r/min

Corps: acier inoxydable

Commandez en ligne à BrasselerCanada.com ou appelez le 800.363.3838.















## **BRASSELER CANADA®**



#### **Brio450L optique** 5027989U0

- · Pour raccord Brasseler/NSKMD
- · Poids: 49g





#### BR-5

5027293U0

- · Pour raccords Brasseler/NSKMD
- · Raccord à 5 broches





#### **BR-6 LED** 5027294U0

- · Pour raccords Brasseler/NSKMD
- · Raccord à 6 broches



#### **Brio450KL optique** 5027991U0

- · Pour raccord KaVoMD
- · Poids: 58g



### BR-K5

5027002U0

- · Pour raccords KaVoMD MULTIflex<sup>MD</sup>
- · Raccord à 5 broches



#### **BR-K6 LED** 5027003U0

- · Pour raccords KaVoMD MULTIflex<sup>MD</sup>
- · Raccord à 6 broches



## Brio450F non optique

5027992U0

- · Pour connexions fixes à 4 broches
- · Poids: 49g

► Commandez en ligne à BrasselerCanada.com ou appelez le 800.363.3838.









