



**BRASELER**  
CANADA®

SYSTÈME D'IRRIGATION  
**TotalVac**<sup>MC</sup>



VOTRE ALLIÉ

## LE DÉFI...


Les solutions d'irrigation à pression positive ou négative comportant plusieurs étapes et produits difficiles à combiner.

Lors d'un traitement radiculaire conventionnel, l'évacuation à grande vitesse est utilisée pendant l'étape de la préparation de l'accès. La succion chirurgicale est généralement utilisée pendant l'étape de l'irrigation à pression positive. Cependant, bon nombre de cliniciens préfèrent utiliser l'irrigation à pression négative à haut débit. À l'heure actuelle, les seules options disponibles sont des systèmes complets dispendieux\* qui font usage de raccords, d'aiguilles et d'embouts exclusifs à leur fabricant. Toutes les solutions actuelles font obstacle au travail en solo, car elles exigent la présence d'assistants dentaires au fauteuil.

\*Basé sur le prix de détail du kit de démarrage EndoVac<sup>MC</sup> par rapport au kit TotalVac

## LA SOLUTION...

# SYSTÈME D'IRRIGATION TotalVac<sup>MC</sup>



TotalVac est un système efficace pour appliquer à la fois les solutions d'irrigation à pression positive et celles à pression négative, et ce, sans assistance, dans une seule trousse.

TotalVac répond à tous les besoins en matière d'irrigation à pression positive ou négative lors des différentes étapes des traitements radiculaires grâce à ses trois éléments principaux : l'embout à grande vitesse, l'adaptateur de succion chirurgicale et le système de tubulure, qui permet aux cliniciens de passer rapidement d'une longue aiguille à ouverture latérale utilisée pour l'irrigation à pression positive en profondeur à une aiguille courte fixée sur le collecteur du dispositif, laquelle permet d'effectuer l'irrigation à pression négative tout en distribuant un produit d'irrigation à l'intérieur du canal, et vice-versa.

Le système TotalVac répond à tous les besoins des cliniciens en matière de succion lors du traitement de l'accès canalaire en passant par l'irrigation à pression positive ou négative jusqu'au séchage du canal avant son obturation.

Mieux encore : contrairement aux autres systèmes actuellement sur le marché qui utilisent des raccords et des embouts à aiguille exclusifs à leurs fabricants, TotalVac est un système « source libre ». Sa conception modulaire et intelligente permet aux cliniciens d'utiliser les aiguilles et les systèmes de leur préférence.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



- ▶ Simple, pratique et facile à utiliser  
TotalVac est un système entièrement modulaire et personnalisable qui vous permet d'utiliser l'irrigation à pression positive ou négative sans avoir à acquérir des systèmes exclusifs onéreux.
- ▶ La trousse complète comprend tous les éléments requis pour un traitement clinique, mais sa polyvalence lui permet d'être personnalisée selon les préférences et besoins de chaque clinicien.  
L'utilisation d'un système de verrouillage Luer standard permet d'adapter la trousse aux préférences de chaque clinicien pour ce qui est des dimensions, de la longueur et de la forme de l'embout à aiguille. L'aiguille à bout fermé et à ouverture latérale comprise permet d'assurer de manière sûre et efficace l'irrigation à pression positive et la microsuction en profondeur du canal.
- ▶ TotalVac est le seul système conçu pour l'irrigation à pression positive sans assistance  
TotalVac est la solution idéale pour tous les environnements de traitement, mais elle est particulièrement utile lorsque la disponibilité d'une assistance peut être limitée et qu'il est nécessaire que le clinicien assure seul l'irrigation à pression positive.

## OFFRE DE PRODUITS

### Trousse TotalVac

5027562U0

- 25 Adapteurs pour évacuation et succion chirurgicale à volume élevé
- 25 Tubes TotalVac
- 25 Buses d'aspiration en plastique
- 25 Buses d'irrigation courte de jauge 25
- 25 Buses d'irrigation longue à ventilation latérale de jauge 30



Visitez [BrasselerCanada.com/Discover-TotalVac](https://BrasselerCanada.com/Discover-TotalVac)  
pour lire un article et regarder une vidéo éducative  
présentée par le Dr Allen Ali Nasseh, DDS, MMSc






FRAISES DIAMANTÉES



FRAISES AU CARBURE



POLISSOIRS



SYSTÈMES DE PROCÉDURE



BIOCÉRAMIQUES



Depuis 1976, nous nous consacrons exclusivement à la mise au point de produits et à la présentation de services qui soutiennent les procédures fondamentales des cabinets dentaires. Aujourd'hui, Brasseler est le chef de file des instruments dentaires en Amérique du Nord et offre la gamme d'instruments de dentisterie et de chirurgie la plus exhaustive qui soit, vendue sous une seule marque.



PIÈCES À MAIN



MATÉRIEL D'ENDODONTIE



PETITS ÉQUIPEMENTS



INSTRUMENTS D'HYGIÈNE



INSTRUMENTS À MAIN



FOURNITURES CHIRURGICALES



FOURNITURES DE LABORATOIRE



Commandez en ligne à [BrasselerCanada.com](http://BrasselerCanada.com)  
ou appelez le **800.363.3838**.

